

Oral-B®

GENIUS

powered by **BRAUN**

8000-9000



Charger Type 3757
Handle Type 3765
Travel Case Type 3760
Smart Plug Type 492-5214



문의사항이 있으시면 소비자상담실로
연락주시기 바랍니다.

소비자 상담실

KR 080-920-6000(수신자 부담)

If you should require further
assistance, please call our
Consumer Service line.

Internet:

www.oralb.com

www.braun.com

www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany




Charger Type 3757













Handle Type 3765

Travel Case Type 3760

Smart Plug Type 492-5214







한국어

오랄-비의 고객이 되신 것을 환영합니다!

이 제품을 처음 사용하기 전에 설명서를 잘 읽어보시고, 읽으신 후에도 추후 참조를 위해 잘 보관해 주시기 바랍니다.

중요사항

- 전반적인 제품/전기코드/액세서리 등의 손상여부를 정기적으로 확인하십시오. 손상되거나 작동하지 않는 장치는 더 이상 사용하지 마십시오. 제품/전기코드/액세서리 등이 손상되었을 경우, 제품을 오랄-비 서비스센터인 동부대우전자 서비스에 가져가십시오. 제품의 어떤 부분도 변경하거나 조작하지 마십시오. 이는 화재, 감전, 혹은 부상을 초래할 수 있습니다.
- 만 3세 이하의 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 어린이나 육체적, 정신적, 지각 상의 장애를 겪고 있거나 사용 경험이나 지식이 부족한 사람은 보호자의 관리감독하에 있거나 혹은 안전한 기기 사용을 위한 지도를 받은 경우, 그리고 관련 위험을 이해한 경우에만 전동칫솔을 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 세척하거나 관리하지 않도록 합니다.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 지도가 필요합니다.
- 제품은 이 설명에 명시된 목적에만 사용하십시오. 제조자의 추천이 없는 부품은 절대 사용하지 마십시오.

주의사항

- 제품이 바닥에 떨어졌을 경우, 눈에 보이는 손상이 없더라도 다음 사용 이전에 칫솔모를 교체하십시오.
- 충전기나 스마트 플러그 또는 충전용 여행케이스를 물 또는 액체 안이나 욕조 또는 세면대에 쉽게 빠질 수 있는 장소에 놓지 마십시오. 물에 빠뜨린 충전기를 꺼내기 위해 손을 넣지 마십시오. 즉시 충전기의 코드를 빼십시오.
- 제품을 열거나 분해하지 마십시오. 배터리 분리배출을 위해서는 전체 기기를 폐기하되, 각 나라의 환경보호 규정에 알맞게 처리하십시오. 핸들을 여는 것은 기기를 손상시키며, 제품 보증이 되지 않습니다.
- 플러그를 뽑 때 항상 코드가 아닌 파워 플러그를 잡고 빼십시오. 젖은 손으로 파워 플러그를 만지지 마십시오. 이는 전기 충격을 일으킬 수 있습니다.
- 구강 관련 질환으로 치료를 받고 있는 경우, 제품 사용 전 전문가와 상담하시기 바랍니다.
- 본 제품은 개인 위생용 기구입니다. 다수의 환자를 대상으로 한 치과시술이나 기관에서 공동 사용은 적합하지 않습니다.
- 3개월마다 혹은 칫솔모(헤드)가 손상 마모된 경우 즉시 교체하기를 권장합니다.
- 충전가능 여행용 케이스와 함께 제공되는 전용코드세트(스마트 플러그)는 안전 저전압 전원 장치가 갖추어진 전용코드세트가 들어 있습니다. 어떤 부품도 함부로 바꾸거나 조작하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 전용코드세트는 본 제품에만 사용하십시오.

중요사항

- 오랄-비 전동칫솔은 여러분의 스마트폰과 연결하여 사용할 수 있습니다(자세한 사항은 아래 《전동칫솔을 스마트폰에 연결하기》 참조).
- 전파의 혼선과 호환의 충돌을 피하기 위해서, 비행기 또는 병원의 특별 지역과 같은 제한된 환경에서 칫솔을 사용하기 전에 칫솔(5)의 무선 송수신 기능을 해제해 주십시오.
- 무선 송수신 기능 해제를 위해서는 무선 송수신 표시등(7)이 꺼질 때까지 전원 버튼(3)과 모드 버튼(4)을 동시에 2초 동안 누르십시오. 무선 송수신 설정을 하려면 같은 방법으로 따라하십시오.
- 맥락 조정기를 사용하시는 분들은 칫솔의 전원을 켜 상태에서 항상 전동칫솔을 6인치(15센티미터)이상 멀리 위치시켜 주십시오. 만약 전파의 혼선이 발생한 것으로 짐작되는 경우, 전동칫솔의 무선 송수신 기능을 꺼주시기 바랍니다.

각 부의 명칭

- 1 칫솔모
- 2 스마트링
- 3 전원 버튼
- 4 세정 모드 버튼
- 5 핸들
- 6 세정 모드 표시등
- 7 무선 송수신 표시등
- 8 충전 상태 표시등
- 9 충전기(기본 충전기와 보호덮개가 달린 칫솔모 보관함)
- 10 스마트폰 거치대
- 10a 양쪽 받침대
- 10b 양쪽 레버
- 10c 제거탭
- 10d 부착캡
- 11 충전가능 여행용 케이스
- 11a 충전 표시등
- 11b USB 포트
- 11c 스마트 플러그 포트
- 11d 커버 안쪽
- 11e 탈부착이 가능한 롤
- 12 스마트 플러그(모델에 따라 다름)

세부 사항

전압사항은 충전기 바닥에 표시된 내용을 참조하십시오.
소음 레벨 : 68dB (A)

처음 사용 시 - 연결과 충전하기

처음 사용 전, 작동을 위해 핸들(5)을 전원이 연결된 충전기에 잠시 동안 꽂습니다. 충전 상태 표시등(8)이 켜지면 사용이 가능합니다.
알아두기 : 배터리가 없는 경우(충전 표시등이 깜빡이지 않음), 최소 30분 동안 충전하십시오.

충전 및 작동 정보

이 기기는 방수 핸들이며, 욕실에서 안전하게 사용 가능하도록 설계되었습니다.

- 핸들(5)을 충전할 경우, 전원이 연결된 충전기에 올려두십시오. 충전 상태는 충전 상태 표시등(8)에 표시됩니다. 핸들이 충전 중일 경우, 불빛이 깜빡거립니다(그림 1 참조); 충전이 완료되면 불빛은 꺼집니다. 완전 충전은 12시간까지 걸릴 수 있고 완전 충전된 경우 12일 동안 사용 가능합니다(하루 2번, 2분 사용 시)
알아두기 : 충전 정도가 매우 낮을 경우, 충전 상태 표시등이 바로 반짝이지 않을 수 있습니다; 10분까지 걸릴 수 있습니다.
- 배터리 충전 정도가 낮을 경우, 충전 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡거리고 모터 속도가 줄어듭니다. 배터리가 완전히 방전되면, 모터는 멈춥니다; 한 번의 사용을 위해서는 최소 30분 정도 충전해야 합니다.

- 완전 충전 상태를 유지하기 위해, 전원이 연결된 충전기에 항상 올려놓을 수 있습니다; 배터리 과충전의 염려는 없습니다.
알아두기 : 최적의 배터리 관리를 위해 핸들은 실온에 보관하십시오.
주의 : 핸들을 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마십시오.

전동칫솔 사용법

칫솔질 방법

칫솔모를 물에 적신 후 치약을 묻히십시오. 치약이 튀는 것을 방지하기 위하여 입안에 칫솔모를 넣은 후 전원을 켜십시오(그림 2 참조).
칫솔모를 수 초간 각 치아에 머무르며 치아와 치아 사이를 천천히 움직이십시오. 바깥쪽에서 시작하여 안쪽으로 닦으며, 씹는 저작면을 마지막에 닦으십시오.
구강 내 4개 구역을 모두 고르게 닦으십시오. 치과의나 치위생사에게 올바른 칫솔질에 대한 조언을 구하셔도 좋습니다.

처음 전동칫솔을 사용하는 며칠 동안은 잇몸에서 약간의 피가 날 수도 있습니다. 이러한 현상은 보통 며칠이 지나면 멈춥니다. 그러나 2주가 지나도 출혈이 계속될 경우에는 치과전문의 및 치위생사와 상담하십시오. 오랄-비는 치아와 잇몸이 민감한 고객께는 《부드러운 세정》모드 사용을 권장합니다.
(오랄-비 《센서티브》 칫솔모를 함께 사용하실 수 있습니다.)

스마트링 기능

전동칫솔은 여러 가지 색상으로 여러 기능을 알려주는 스마트링(2)이 탑재되어 있습니다:

- 흰색(기본) = 작동과 비주얼 타이머(오랄-비 앱 세팅을 통해 색상 선택 가능)
- 빨간색 = 압력 센서
- 연파랑 = Bluetooth® 연결 알림

타이머

《프로페셔널》 타이머 또는 《2분》 타이머 중 선택이 가능합니다.

《2분》 타이머는 치과의사가 권장하는 2분 칫솔질이 완료되면 긴 진동이 울리면서 스마트링(2)이 반짝거립니다.

《프로페셔널》 타이머 : 30초마다 짧은 진동이 울리면서 스마트링이 반짝거림으로써 구강 내 4구역 중 다음 구역을 세정할 차례임을 알려줍니다. 치과의사가 권장하는 2분 칫솔질이 완료되면 긴 진동과 반짝거림으로 알려줍니다.

타이머는 칫솔질 도중 잠깐 전원이 꺼지더라도 실제 칫솔질 시간을 기억합니다. 전원이 꺼진 후 30초가 경과했을 경우, 일시정지 또는 전원이 연결된 충전기에 꽂아 둔 상태에서 모드 버튼(4)을 누르면 타이머는 초기화됩니다.
알아두기 : 특정 오랄-비 앱 기능 사용 시, 비주얼 타이머 불빛이 비활성화 될 수도 있습니다.

타이머 개인 맞춤

칫솔은 초기에 《프로페셔널 타이머》로 설정되어 있습니다. 이를 변경하기 위해서는 모드 버튼(4)을 2초간 눌러주시면 됩니다. 전원 버튼(3)을 가볍게 눌러 《2분 타이머》로 변경하십시오. 모드 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

- 2 LED의 불빛은 《2분》 타이머를 가리킵니다.
 - 4 LED의 불빛은 《프로페셔널》 타이머를 가리킵니다.
- 알아두기 : 오랄-비 앱을 통해서도 타이머 기능 세팅이 가능합니다.

압력 센서

치아에 과도한 압력이 가해지면, 스마트링(2)에 빨간불이 들어오고 《일반 세정》, 《프로-클린》, 《부드러운 세정》 모드에서는 모터 속도가 감소하게 됩니다(그림 3 참조). 때때로 사용 중 칫솔모에 적당한 압력을 가하여 압력 센서가 작동하는지를 확인하십시오.

칫솔질 모드 (모달에 따라 다름)

이 전동칫솔은 각기 다른 세정 모드를 제공하며 핸들에 세정 모드 표시등(6)에 표시됩니다. 《일반 세정》 모드는 세정 모드 표시등에 나타나지 않습니다.)

- 《일반세정》 - 일상적인 구강 세정을 위한 기본 모드.
- 《프로-클린》 - 특별한 개운함을 위한. (강한 진동으로 작동)
- 《부드러운 세정》 - 민감한 치아와 잇몸에 부드럽고 깔끔하게 세정.
- 《미백》 - 때때로 혹은 일상적인 사용을 위한 미백 기능.
- 《잇몸 관리》 - 잇몸을 부드럽게 자극.
- 《허 세정》 - 때때로 혹은 일상적인 사용을 위한 허 세정.

《허 세정》 모드로 작동 시에는, 《센서티브》 칫솔모 사용을 권장합니다. 치약과 함께 또는 치약 없이도 허 세정이 가능합니다. 허의 전체 부분을 부드러운 움직임으로 체계적으로 세정하십시오. 권장 세정 시간은 20초이며 스마트링이 반짝거림으로 알 수 있습니다.

전동칫솔은 마지막 사용했던 모드로 자동으로 작동합니다. 모드를 바꾸시려면, 사용 중 모드 버튼을 차례대로 누르시면 됩니다(그림 4 참조). 《일상 세정》 모드로 돌아가려면, 모드 버튼(4)을 누른 상태에서 조금 기다리시면 됩니다.

알아두기 : 오랄-비 앱을 통해 모드 기능을 선택/변경하실 수 있습니다.

칫솔모

오랄-비는 전동칫솔에 호환 가능한 다양한 기능의 칫솔모를 제공합니다.

회전-진동 칫솔모 헤드가 치아 사이사이의 정밀 청소를 가능하게 합니다.



오랄-비 크로스액션 칫솔모

오랄-비의 가장 진화된 기술의 칫솔모. 정밀한 세정을 위해 기울어진 칫솔모. 플라그를 들어내어 닦아냅니다.



오랄-비 플로스액션 칫솔모

마이크로 펄스 칫솔모가 치아 사이사이 닿기 힘든 곳의 숨겨진 플라그까지 제거합니다.



오랄-비 프리시즌 클린 칫솔모

곡선 칫솔모로 치아를 감싸고 치아 사이 깊은 곳까지 닦아줍니다.



오랄-비 3D화이트 칫솔모

오랄-비 3D화이트 칫솔모의 독특한 폴리싱 컵이 자연스러운 미백을 제공합니다. 만 12세 이하의 어린이에게는 오랄-비 3D화이트 칫솔모의 사용을 권장하지 않습니다.



오랄-비 센서티브 칫솔모

치아와 잇몸에 더욱 부드러운 칫솔모 구조를 제공합니다.

오랄-비의 인디케이터 칫솔모는 칫솔 교체시기를 알려줍니다. 하루 2분씩 2회의 꼼꼼한 칫솔질을 할 경우, 푸른색의 인디케이터가 약 3개월 후에 반 정도 사라지게 되어 칫솔모 교체가 필요함을 알려줍니다. 칫솔질 할 때 치아와 잇몸에 과도한 압력이 가해지면, 칫솔 교체시기 이전에 칫솔모가 벌어집니다.

오랄-비 《플로스액션》이나 오랄-비 《3D화이트》 칫솔모는 치아교정기 착용 시에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 교정기 주변을 세심하게 닦아줄 수 있도록 디자인된 오랄-비 《교정용 칫솔모》를 권장합니다.

전동칫솔을 스마트폰에 연결하기

오랄-비 앱은 iOS나 안드로이드 운영체제로 작동되는 모바일 기기에서 사용하실 수 있습니다. 애플 앱스토어나 구글 플레이™에서 Oral-B™ 앱을 다운로드 하실 수 있습니다.

오랄-비 앱은 효율적인 칫솔질을 도우며, 칫솔질 과정을 도표로 보여줍니다. 또한 맞춤 칫솔질 설정을 할 수 있습니다(자세한 기능은 오랄-비 앱에 있는 설명서를 참조하십시오).

- 오랄-비 앱을 실행시킵니다. 오랄-비 앱이 Bluetooth® 연결을 통해 여러분을 안내할 것입니다.

참고 : 오랄-비 앱 기능은 Bluetooth® 기능이 해제되어 있으면 사용에 제약이 따릅니다(Bluetooth® 활성화 방법은 스마트폰의 사용 설명서를 참고하십시오).

- 앱 사용 설명은 스마트폰에서 확인하실 수 있습니다.
- 전동칫솔의 Bluetooth® 무선기능이 활성화되어 있다면, 무선 송수신을 위한 Bluetooth® 마크(7)에 불이 들어옵니다. 핸들이 연결되면, 스마트링(2)이 잠시동안 깜빡거립니다.
- 오랄-비 앱을 이용해 칫솔질 하는 경우, 스마트폰을 칫솔과 가까이 근접한 곳(5m 이내)에 두십시오.

알아두기 : 오랄-비 전동칫솔과 스마트폰이 연결되기 위해서는 사용중인 스마트폰이 Bluetooth® 4.0(또는 이상)을 지원 가능해야 합니다.

세척 권장사항

칫솔질 후 전동칫솔 전원을 켜 채로 흐르는 물에 칫솔모를 깨끗이 헹구십시오. 전원을 끄고 핸들에서 칫솔모를 분리합니다. 전동칫솔 핸들과 칫솔모를 각각 흐르는 물에 세척하여 물기를 닦고 재조립하기 전에 물기를 건조시켜 주십시오. 충전장치는 세척하기 전에 먼저 분리하십시오. 칫솔모 보관함과 보호커버는 식기세척기에서 세척이 가능합니다. 충전기는 젖은 형겅으로만 닦아주십시오 (그림 5 참조).

기타 부품들

스마트폰 거치대

- 사용 전 거울과 부착컵 표면(10d), 양쪽 받침대(10a) 부분이 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하십시오. 얼굴 중앙 코높이에 스마트폰 거치대(10)를 살짝 눌러 거울에 부착합니다. 그런 다음 양쪽 레버(10b)를 거울 쪽으로 꺾어 누릅니다(그림 A2참조).
 - 알아두기 :** 안전하고 올바른 사용을 위해 거울에만 부착 가능. 욕실 내 사용만 가능. 차량 내 사용 금지.
 - 스마트폰을 장착하기 전에, 스마트폰 거치대가 거울에 단단히 부착이 되었는지 확인하십시오. 한쪽 거치 부분을 스마트폰으로 누르면서 다른 거치 부분을 바깥쪽으로 미끄러지듯 양쪽 받침대(10a) 사이에 세로로 삽입합니다 (그림 A2 참조).
 - 전체적인 위치를 공모양 연결 부분(그림 A3 참조)을 움직여서 필요한 각도로 맞춥니다.
 - 사용을 마치면, 거치대에서 스마트폰을 제거하십시오. 양쪽 레버를 뒤로 꺾고 제거탭을 조심스럽게 잡아당겨 제거할 수 있습니다(그림 A4 1/2번 참조). 사용 시마다 스마트폰 거치대를 다시 부착하십시오.
 - 스마트폰 거치대는 젖은 수건으로만 청소할 수 있습니다. 깨끗하고 건조한 장소에 보관하십시오. 사용하지 않는 경우, 스마트폰 거치대로부터 항상 스마트폰을 제거하십시오.
- 알아두기 :** 사용을 위한 스마트폰 폭 제한사항 : 최소 58mm, 최대 83mm.

주의 : 작은 부품이 떨어질 수 있으니, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

충전가능 여행용 케이스

- 충전을 위해서, 전동칫솔(5)을 충전가능 여행용 케이스(11) 내의 핀에 꽂은 후 추가적으로 제공된 스마트 플러그(12)를 이용해 전원을 연결합니다.
- 충전가능 여행용 케이스의 깜빡거리는 표시등(11a)은 핸들이 충전되고 있음을 알려줍니다. 충전이 완료되면 표시등은 꺼집니다. 완전 충전은 12시간까지 걸릴 수 있습니다 (그림 B1 참조).
- 알아두기 :** 충전가능 여행용 케이스가 전원이 연결된 상태라면 USB포트(11b)를 이용해 기기를 충전하실 수 있습니다. 핸들은 USB포트가 아닌 스마트 플러그(12)/(11c)로만 충전할 수 있습니다.
- 여행용 케이스의 커버 안쪽 부분은 사용하는 동안 스마트폰을 세울 수 있는 스마트폰 거치대(11d)로 사용이 가능합니다(그림 B2 참조). 사용 전, 스마트폰이 스템드에 맞는지, 안정적으로 지지하는지 확인하시기 바랍니다.
- 여행용 케이스 내부에 있는 탈부착이 가능한 틀(11e)은 식기세척기로도 세척이 가능합니다(그림 5 참조). 케이스의 외부는 젖은 천으로만 청소하실 수 있습니다. 여행용 케이스의 모든 부분이 완전히 건조된 후 재조립해 주시고, 칫솔과 칫솔모들도 완전히 건조된 후 여행용 케이스에 보관하시기 바랍니다.
- 알아두기 :** 여행용 케이스 외부에 묻은 자국은 바로 닦아주십시오. 여행용 케이스는 깨끗하고 건조한 장소에 보관하십시오.

이 안내 사항은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

환경보호 주의사항

이 제품은 건전지와 재활용 가능한 전자쓰레기를 포함하고 있습니다. 환경보호를 위해 생활쓰레기로 분류하지 마시고, 재활용품 수거를 위해 지정된 폐전지 수거함이나 재활용 전자쓰레기 폐기장에 버려주시기 바랍니다.



품질보증

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다. 1년간의 품질보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료 보수 또는 교환해 드립니다. 이 보증은 이 기기가 브라운이나 또는 지정된 유통업체를 통해 공급되는 모든 지역에서 적용됩니다.

보증기간 내내라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손(전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전원 플러그에 연결한 경우, 사용 중 파손 등), 정상적인 마모(특히 칫솔모), 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다. 동부대우전자서비스가 아닌 다른 곳에서 수리하였거나 오랄-비 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질보증대상에서 제외됩니다.

본 제품은 전파 승인을 받은 Bluetooth®가 장착되어 있습니다. 본 제품의 Bluetooth® 전파 모듈의 고장이 아닌 경우, 스마트폰과 Bluetooth® 연결이 안되는 것은 제품 보증에 포함되지 않습니다. Bluetooth® 장치는 오랄-비가 아닌 각 제조사에서 보장합니다. 오랄-비는 해당 장치의 제조에 관여하지 않습니다. 그러므로 오랄-비는 Bluetooth® 장치와 호환되는 장치의 갯수에 대해서 책임을 지지 않습니다. 오랄-비는 오랄-비 시스템 기능을 보완하기 위해 필요한 경우, 사전 예고없이 기술적 장치 기능의 시스템 구현 변경 또는 메뉴 구조 변경을 할 수 있는 권리를 소유합니다.

그리고 본 제품의 구매일자가 판매점에 의해 혹은 구매 시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증품으로 인정됩니다. (구입 시 영수증을 잘 보관하셔서 오랄-비 서비스센터에서 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)

중요사항

Bluetooth® 전파 모듈

Bluetooth® 장치에 모든 표시된 기능을 지원하더라도, 오랄-비는 Bluetooth® 연결과 기능 작동 시 항상 일관성있게 작동한다고 100% 보장할 수 없습니다. 작동 수행과 연결 실패는 각 Bluetooth® 장치, 소프트웨어 버전, 각 Bluetooth® 장치의 운영체제, 각 회사에서 구현한 장치의 보안규정과 직접적인 관련이 있습니다. 오랄-비는 Bluetooth® 장치가 오랄-비 칩셋과 통신할 수 있도록 Bluetooth® 표준에 준수합니다. 그러나 장치 제조자가 이 표준화 구현을 해내지 못했을 경우, Bluetooth® 호환과 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있으며, 사용자는 작동상의 문제나 기능에 관련된 문제를 겪을 수 있습니다. Bluetooth® 장치에 관한 소프트웨어는 호환과 작동에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 유의바랍니다.

1) 보증 - 제외 및 제한 사항

이 한정 보증은 P&G회사(관계사 및 자회사 포함, 이하 《P&G》)에서 제조된 새 제품에만 적용됩니다. P&G 제품은 제품에 부착된棕色/오랄-비 트레이드 마크, 상표명, 또는 로고로 알 수 있습니다. 이 제한된 보증은 하드웨어나 소프트웨어를 포함하여 P&G 제품이 아닌 경우 적용되지 않습니다. P&G 제품 또는 P&G의 제품이 아닌 타제품/부품에 포함된 프로그램, 데이터, 또는 그 외 미디어에 저장된 정보의 손상이나 손실은 이 한정 보증의 대상이 아니며, P&G는 이에 대해 책임지지 않습니다. 프로그램 복구와 재설치, 데이터 또는 그 외 정보는 이 한정 보증 대상이 아닙니다. 이 한정 보증은 다음의 경우 적용이 되지 않습니다.

- i) 사고, 남용, 악용, 방치, 오용, 또는 P&G 제품이 아닌 경우
- ii) 브라운 또는 공인된 브라운 서비스 센터가 아닌 곳에서 발생한 손상
- iii) P&G의 서면허가 없이 제품이나 부품이 조작된 경우
- iv) 사용 목적 외 사용으로 발생한 손상 또는 오랄-비 스마트폰 스탠드 타입 거치대, 스마트폰 거치대, 또는 충전가능 여행용 케이스 등의 사용이 불가능한 경우(《Accessories》).

2) 스마트폰 거치대 사용하기

이 상품은 오랄-비 앱을 사용하는 동안 스마트폰을 편하게 놓을 수 있는 액세서리 제품이 포함되어 있습니다. 거치대에 스마트폰을 놓을 최적의 위치를 결정하기 위해 여러가지 방향으로 시도해 보시기 바랍니다. 시도하실 때는 반드시 스마트폰이 거치대로부터 떨어져 손상되는 일이 없도록 조심스럽게 진행하십시오. 차량 내에서는 사용하지 마십시오.

책임의 제한

관련 법률이 허용하는 범위 내에서 P&G, P&G의 유통 업체나 공급 업체는 오랄-비 액세서리의 사용 또는 사용불능으로 인하여 발생하는 귀하의 혹은 제3자의 신체적 상해, 재산상 손실, 오랄-비 액세서리 내에서 또는 오랄-비 액세서리와 함께 사용되는 제3자 제품의 가치 손실 또는 오랄-비 액세서리 또는 오랄-비 액세서리 내에서 또는 함께 사용되는 제3자 제품의 사용불능 등을 포함한 어떠한 직접적이거나, 간접적이거나, 부수적이거나, 결과적이거나, 특수하거나, 본보기적인 또는 징벌적인 손해에 대해 책임을 부담하지 않습니다. 이러한 손해의 가능성에 대해 P&G가 알게된 경우라도 하더라도 책임지지 않습니다. 앞선 내용에 제한없이, 귀하는 소비자의 전자기기 또는 그 외 오랄-비 액세서리 내부나 외부의 개인 자산, 또는 기기에 포함된 어떠한 데이터 손실에 대해 P&G는 어떠한 책임도 지지 않음을 이해하고 있으며 동의합니다. 어떠한 손상 복구라도 오랄-비 제품을 구입하기 위해 지불한 실제 가격을 초과하지 않습니다.

칫솔모 교체 관련 품질보증

오랄-비 정품이 아닌 다른 교체용 칫솔모를 사용하였을 경우에는 품질보증대상에서 제외됩니다. 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 다른 교체 칫솔모의 사용을 권장하지 않습니다.

- 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 다른 교체용 칫솔모의 품질을 보증할 수 없습니다. 따라서 오랄-비 정품이 아닌 다른 교체용 칫솔모를 사용할 경우 최초 구매 시와 동일한 세정 성능을 보장할 수 없습니다.
- 오랄-비 정품이 아닌 다른 교체용 칫솔모는 잘 맞지 않을 수 있으며, 오랄-비는 이를 보장할 수 없습니다.
- 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 다른 교체용 칫솔모를 오랄-비 전용칫솔 핸들에 장기간 사용할 경우 제품에 미칠 수 있는 영향에 대해 알 수 없습니다.

오랄-비 정품 교체용 칫솔모는 오랄-비의 로고를 가지고 있으며 오랄-비의 높은 품질 기준에 충족합니다. 오랄-비는 다른 브랜드명으로 교체용 칫솔모 핸들 부속품을 판매하지 않습니다.

제조일자 읽는 방법

제조일자는 충전기와 전동칫솔 핸들의 바닥에 표시되어 있는 제조코드에서 확인하실 수 있습니다.
문자로 시작하는 제조코드(최소 11자 이상)를 식별하시기 바랍니다.

충전기:

첫 두 자릿수는 생산된 연도의 마지막 두 자릿수를 의미하며, 나머지 두 자릿수는 생산된 월을 나타냅니다.
예시) '1209' - 2012년 9월에 생산되었음.

전동칫솔 핸들:

첫 한 자릿수는 생산된 연도의 마지막 한 자릿수를 의미하며, 나머지 두 자릿수는 생산된 월을 나타냅니다.
예시) '209' - 2012년 9월에 생산되었음.

기기 세부사항 (Bluetooth LE)

- 사용 주파수 : 2,402 MHz ~ 2,480 MHz
- 송수신 출력 : Below 10 mW/MHz
- 작동 온도 : 0°C ~ +40°C
- 작동 전압 : 3.6 VDC

기기 세부사항 (소유자)

- 사용 주파수 : 2,403 MHz ~ 2,452 MHz
- 송수신 출력 : Below 10 mW/MHz
- 작동 온도 : 0°C ~ +40°C
- 작동 전압 : 3.6 VDC

애프터 서비스

동부대우전자서비스 : 1588-1588
가까운 동부대우전자서비스센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

오랄-비 제품 : 전국 유명 백화점 및 전자상가에서 구입하실 수 있습니다.

www.oralb.com 또는 www.oral-b.co.kr

본 제품은 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

기기명 : 충전용 전동칫솔

주의사항 : 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Class

B급 기기
(가정용 방송통신기자재)

Notification

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다.
아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.

제 품 명			모 델 명		
구 입 일			보 증 기 간	구입일로부터 1년	
고 객			판 매 점		

한국 피앤지 판매 (유)

서울시 강남구 테헤란로 203,16층
전화:080-920-6000(수신자부담)



문제 해결

문제	원인	조치
앱		
<p>핸들이 오랄-비 앱과 작동하지 않습니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 오랄-비 앱을 실행시키지 않았습니다. 2. 스마트폰의 Bluetooth®가 활성화되지 않았습니다. 3. 핸들의 무선 송수신 기능이 해제되어 있습니다; 무선 송수신 표시등(7)이 꺼져 있습니다. 4. 스마트폰으로의 Bluetooth® 연결이 끊어졌습니다. 5. 스마트폰이 Bluetooth® 4.0(혹은 그 이상)/Bluetooth® 스마트를 지원하지 않습니다. 6. 핸들이 전원이 연결된 충전기에 놓여 있습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 오랄-비 앱을 실행하십시오. 2. 스마트폰의 Bluetooth®를 활성화시키십시오. (자세한 방법은 사용자 설명서를 참고) 3. 전원 버튼(3)과 모드 버튼(4)을 무선 송수신 표시등이 켜질 때까지 2초간 동시에 눌러 무선 송수신 장치를 활성화시키십시오. 4. 앱 세팅을 통해 핸들과 스마트폰을 연결합니다. 5. 핸들을 스마트폰과 연결하기 위해서는 Bluetooth® 4.0(혹은 그 이상)/Bluetooth® 스마트 기능을 지원해야 합니다. 6. 전원이 연결된 충전기에 놓여 있을 때는 무선 송수신이 비활성화됩니다.
<p>제품 초기화를 시킬 때</p>	<p>원래대로 기능을 복구하고자 합니다.</p>	<p>전원 버튼(3)을 모든 표시등이 동시에 두 번 깜빡거릴 때까지 10초간 누르고 계십시오.</p>

치솔		
<p>핸들이 작동되지 않습니다. (처음 사용 시)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 핸들이 활성화되지 않았습니다. 2. 충전 상태가 매우 낮습니다; 불빛이 반짝이지 않습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 잠시 동안 핸들을 전원이 연결된 충전기에 올려두십시오. 충전 표시등(8)이 깜빡거리기까지는 10분 정도까지 소요될 수 있습니다. 2. 최소 30분 동안 충전하십시오.
<p>핸들이 기존에 있던 스마트가이드와 함께 연결되어 작동하지 않습니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기존 스마트가이드와 동기화에 실패했습니다. 2. 무선 송수신이 비활성화되어 있습니다. 3. 스마트가이드가 핸들과 호환되지 않습니다. 4. 두 개의 핸들이 이미 스마트가이드에 연결되도록 지정되어 있습니다. 5. 앱 기능을 통해 비활성화된 상태입니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 스마트가이드 배터리 삽입 부분에 위치한 셋팅 버튼으로 (기존)핸들과 (다시)동기화 시킵니다 : 《h/min》을 3초간 누릅니다. 동기화 시키고자 하는 핸들의 전원을 켭니다. 그런 다음 두 번째 핸들의 전원을 켭니다. 《h/min》 또는 《set》버튼을 눌러 동기화 모드에서 나가도록 합니다. 2. 전원 버튼(3)과 모드 버튼(4)를 무선 송수신 상태등(7)이 켜질 때까지 2초간 동시에 눌러 무선 송수신 기능을 활성화시킵니다. 3. 이미 작동 중인 스마트가이드와 핸들을 연결하여 사용할 수 없습니다. 4. 핸들은 총 2개까지만 스마트가이드와 동기화시킬 수 있습니다. 스마트가이드 셋팅 (1번 참조)을 통해 핸들을 변경하십시오. 5. 특정 앱 기능을 사용하는 동안, 스마트가이드의 송수신 기능이 비활성화될 수 있습니다. 앱을 통해 스마트가이드의 (비)활성화시킬 수 있습니다.
<ol style="list-style-type: none"> 1. 30초마다 또는 2분 후에 짧은 진동 소리와 불빛이 깜빡입니다. 2. 핸들의 어떠한 타이머 기능도 작동하지 않습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《프로페셔널 타이머》 또는 《2분 타이머》 기능이 활성화 되어 있습니다. 2. 앱을 통해 타이머 기능이 바뀌었거나/ 비활성화되었습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2분 타이머(2분 후 진동소리와 불빛 깜빡임) 또는 프로페셔널 타이머(30초마다 진동소리와 불빛 깜빡임)로 설정하십시오. 《타이머 설정》부분을 따라 하십시오. 2. 앱을 통해 타이머 셋팅 또는 초기화(앱 문제 해결 참조) 시키십시오.
<p>핸들이 충전도 안되고 깜빡거리지도 않습니다.</p>	<p>충전 시 적절한 주위 온도에서 벗어나 있습니다. (0°C 이하거나 60°C 이상)</p>	<p>주위 온도가 5°C부터 35°C 사이인 곳에서 충전하시기 바랍니다.</p>

English

Welcome to Oral-B!

Before operating this toothbrush, please read these instructions and save this manual for future reference.

IMPORTANT

- Periodically check the entire product/cords/accessories for damage. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. If the product/cords/accessories are damaged, take it to an Oral-B Service Centre. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- Usage by children under age 3 is not recommended. Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children.
- Children shall not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not rec-

ommended by the manufacturer.

WARNING

- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Do not place the charger, smart plug or charging travel case in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- Do not open and disassemble device. For battery recycling please dispose whole device according to local environmental regulations. Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
- This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
- Your charging travel case is provided with a special cord set (smart plug), which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of an electric shock. Only use the special cord set provided with your appliance.

Important Information

- Your Oral-B toothbrush can be used with your smartphone (find details under «Connecting your toothbrush to your Smartphone»).
- To avoid electromagnetic interference and/or compatibility conflicts, deactivate the radio transmission of your toothbrush handle (5) before using it in restricted surroundings, such as aircrafts or specially marked areas in hospitals.
- Deactivate radio transmission by simultaneously pressing the on/off (3) and mode button (4) for 2 seconds until the radio transmission display (7) goes off.

Follow the same procedure to reactivate transmission again.

- Persons with pacemakers should always keep the toothbrush more than six inches (15 centimeters) from the pacemaker while turned on. Anytime you suspect interference is taking place, deactivate the radio transmission of your handle.

Description

- 1 Brush head
- 2 Smart Ring
- 3 On/off button
- 4 Brushing mode button
- 5 Handle
- 6 Brushing mode display
- 7 Radio transmission display (with *Bluetooth*[®] wireless technology)
- 8 Charge level display
- 9 Charging unit (basic charger and brush head compartment with protective cover)
- 10 Smartphone holder
- 10a Holding brackets
- 10b Lever arm
- 10c Pull tab
- 10d Suction cup
- 11 Charging travel case (depending on model)
- 11a Charge indicator light
- 11b USB port
- 11c Smart plug port
- 11d Inner lid (with smartphone holder)
- 11e Removable inlay
- 12 Smart plug (depending on model)

Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Noise level: 68 dB (A)

First use – connecting and charging

Prior to first use, briefly place the handle (5) on the plugged-in charging unit (9) to activate it. Once the charge level display (8) illuminates, it is ready for use.

Note: In case battery is empty (no lights illuminated on charge level display), charge at least for 30 minutes.

Charging and operating information

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- To charge the handle (5), place it on the plugged-in charging unit (9). The charge level is indicated on the charge level display (8).
The flashing lights indicate that the handle is charging (picture ①); once it is fully charged, the lights turn off. A full charge takes about 12 hours and enables up to 12 days of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
Note: At a very low charge level, the lights might not flash immediately; it can take up to 10 minutes.
- If the battery is running low, a red light is flashing on the charge level display and the motor is reducing its speed. Once the battery is empty, the motor will stop; it will need at least a 30-minute charge for one usage.
- You can always store the handle on the plugged-in charging unit to maintain it at full power; a battery overcharge is prevented by device.
Note: Store handle at room temperature for optimal battery maintenance.
Caution: Do not expose handle to temperatures higher than 50 °C.

Using your toothbrush

Brushing technique

Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the handle (picture ②). Guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. Start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally (picture ③). You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and/or gums,

Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (optional in combination with an Oral-B «Sensitive» brush head).

Smart Ring features

Your toothbrush is equipped with a Smart Ring (2) that has various functionalities indicated via different colors of light:

White (default)= Operating and visual timer light (choose individual color via Oral-B™ app settings)

Red = Pressure sensor light

Blue = Bluetooth® pairing indicator

Timer

You can choose between «Professional» or «2-Minute» timer.

The «2-Minute» timer signals with a long stuttering sound and a flashing light of the Smart Ring (2) that the professionally recommended 2-minute brushing time has been reached.

The «Professional» timer signals with a short stuttering sound and a flashing light of the Smart Ring at 30-seconds intervals to move to the next quadrant of your mouth (picture ③). A long stuttering sound and a flashing light indicate the end of the professionally recommended 2-minute brushing time.

The timer memorizes the elapsed brushing time, even when the handle is briefly switched off during brushing. The timer resets if pausing longer than 30 seconds, briefly pressing the mode button (4) during pause or placing the handle on the plugged-in charger.

Note: During the use of special Oral-B™ app features, the visual timer light may be deactivated.

Timer setup:

Your toothbrush comes with the «Professional» timer activated. To change this, press and hold the mode button (4) for 2 seconds. Toggle between timer selection by pressing the on/off button (3). Confirm selection by pressing the mode button.

- 2 LED's illuminated indicate «2-Minute» timer
- 4 LED's illuminated indicate «Professional» timer

Note: You can also set/advance the timer functionality via Oral-B™ App.

Pressure sensor

If you put excessive pressure on your teeth, the Smart Ring (2) will light up in red and the motor speed will be reduced in «Daily Clean», «Pro Clean» and «Sensitive» mode (picture ③). Periodically check the operation of the pressure sensor by pressing moderately on the brush head during use.

Brushing modes (depending on model)

Your toothbrush offers different brushing modes indicated on the brushing mode display (6) on your handle («Daily Clean» mode does not illuminate on the brushing mode display):

- «Daily Clean» – Standard mode for daily mouth cleaning
- «Pro Clean» – For an extraordinary clean feeling (operated with a higher frequency)
- «Sensitive» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas
- «3D White» – Polishing for occasional or everyday use
- «Gum Care» – Gentle massage of gums
- «Tongue Clean» – Tongue cleaning for occasional or everyday use

When operating the «Tongue Clean» mode, we recommend using the «Sensitive» brush head. You can brush your tongue either with or without toothpaste. Brush the whole area of your tongue systematically in gentle movements. The recommended brushing time is 20 seconds; indicated with a flashing light of the Smart Ring.

Your toothbrush automatically starts in the mode selected last. To switch to other modes, successively press the mode button during use (picture ④). To return from any mode back to «Daily Clean» mode, press and hold the mode button (4).

Note: You can also set/advance the mode functionality via Oral-B™ App.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.

Our **oscillating-rotating brush heads** can be used for tooth-by-tooth precision cleaning.



Oral-B CrossAction brush head
Our most advanced brush head. Angled bristles for a precise clean. Lifts and powers away plaque.



Oral-B FlossAction brush head
features micropulse bristles that allow for an outstanding plaque removal in the interdental areas.



Oral-B 3D White brush head
features a special polishing cup to naturally whiten your teeth. Please note that children under 12 years old should not use the Oral-B «3D White» brush head.



Oral-B Sensitive brush head
features an extra soft bristle structure that is gentle on teeth and gums.

Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway approximately within 3 months, indicating the need to exchange your brush head. If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums.

We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush head, specifically designed to clean around braces and wires.

Connecting your toothbrush to your Smartphone

The Oral-B™ App is available for mobile devices running iOS or Android operating systems. It can be downloaded for free from App Store^(SM) or Google Play™. The Oral-B™ App gives you the opportunity to chart your brushing progress and cus-

tomize your toothbrush settings (for many more benefits see the Oral-B™ App instructions).

- Start the Oral-B™ App. The app will guide you through the entire *Bluetooth* pairing procedure.
Note: Oral-B™ App functionality is limited if *Bluetooth* wireless technology is deactivated on your smartphone (for directions please refer to your smartphone's user manual).
- Any app instructions will be displayed on your smartphone.
- If *Bluetooth* wireless technology is activated on your handle, the *Bluetooth* symbol on the radio transmission display (7) illuminates. Once the handle is paired, the Smart Ring (2) flashes briefly.
- Keep your smartphone in close proximity (within 5m distance) when using it with the handle. Make sure the smartphone is safely positioned in a dry place.

Note: Your smartphone must support *Bluetooth* 4.0 (or higher)/*Bluetooth* Smart in order to pair your handle.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Clean handle and brush head separately; wipe them dry before reassembling. Unplug the charging unit before cleaning. Brush head compartment and protective cover are dishwasher-safe. Basic charger should be cleaned with a damp cloth only (picture ⑤).

Accessories

Smartphone Holder

- Before each use, make sure mirror, suction cup surface (10d) and holding brackets (10a) are always clean and dry (picture A1). Press your smartphone holder (10) gently, centered at nose level on the mirror. Then mount the holder by carefully pressing the lever arm (10b) towards the mirror until it snaps in (picture A2).
Note: Only affix on mirror to ensure safe and correct conditions. For use in bathroom only. Do not use in automobiles.

- Always make sure the smartphone holder is securely mounted on the mirror before inserting your smartphone. Place your smartphone (portrait) sideways in between the holding brackets (10a) by pressing against one bracket with your phone and sliding the other bracket to the side (picture A2). Follow the same procedure to remove your phone again.
- Adjust the overall position for the required angle by moving the ball joint of the holder (picture A3). Instructions for the best angle will be given via app.
- Once done, remove your phone from the holder. Take off the smartphone holder by flipping the lever arm back and pulling the tab carefully (picture A4 1./2.). Affix smartphone holder with each use again.
- The smartphone holder should be cleaned with a damp cloth only. Store in clean and dry place. If not in use, always remove your smartphone from the holder.

Note: Smartphone width required for usage: minimum 58mm, maximum 83mm.

Caution: Small parts may come off, keep out of reach of children.

Charging Travel Case

- To charge your handle (5) place it on the pin in the charging travel case (11) and connect it to an electric outlet, using the extra smart plug (12) provided.
- The flashing light (11a) of the charging travel case indicates that the handle is charging. Once the handle is fully charged the light turns off. A full charge can take up to 12 hours (picture B1).
Note: You may use the USB port (11b) to charge an electric device while the charging travel case is plugged in. The handle can only be charged with the smart plug (12)/(11c) not via USB port.
- The inner lid of the travel case has a built-in smartphone holder (11d), which can hold your smartphone while using (picture B2). Before use, make sure your phone fits the stand and keeps stable.
- The removable inlay (11e) of the travel case is dishwasher-safe (picture ③). The outer case should be cleaned with a damp cloth only. Make sure that travel case parts are completely dry before reassembling and toothbrush/brush heads are dry before storing in the travel case.

Note: Clean stains on travel case surface immediately. Store travel case in a clean and dry place.

Subject to change without notice.

Environmental Notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 1 year limited guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

This appliance is equipped with a *Bluetooth* Smart approved radio module. Failure to establish a *Bluetooth* Smart connection to specific smart phones is not covered under the device guarantee, unless the *Bluetooth* radio module of this appliance is damaged. The *Bluetooth* devices are warranted by their own manufacturers and not by Oral-B. Oral-B does not influence or make any recommendations to device manufacturers, and therefore Oral-B does not assume any responsibility for the number of compatible devices with our *Bluetooth* systems. Oral-B

reserves the right, without any prior notice, to make any technical modifications or changes to system implementation of device features, interface, and menu structure changes that are deemed necessary to ensure that Oral-B systems function reliably.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete application with your sales receipt to an authorised Braun Oral-B Service Centre.

Information

Bluetooth® radio module

Although all indicated functions on the *Bluetooth* device are supported, Oral-B does not ensure 100% reliability in connection, and feature operation consistency.

Operation performance and connection reliability are direct consequences of each individual *Bluetooth* device, software version, as well as the operating system of those *Bluetooth* devices and company security regulations implemented on the device.

Oral-B adheres to and strictly implements the *Bluetooth* standard by which *Bluetooth* devices can communicate and function in Oral-B toothbrushes.

However, if device manufacturers fail to implement this standard, *Bluetooth* compatibility and features will be further compromised and the user may experience functional and feature-related issues. Please note that the software on the *Bluetooth* device can significantly affect compatibility and operation.

1) Warranty – Exclusions and Limitations

This limited warranty applies only to the new products manufactured by or for The Procter & Gamble Company, its Affiliates or Subsidiaries («P&G») that can be identified by the Braun / Oral-B trademark, trade name, or logo affixed thereto. This limited warranty does not apply to any non-P&G product including hardware and software. P&G is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-P&G product or part not covered by this limited warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this limited warranty.

This limited warranty does not apply to (i) damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-P&G product; (ii) damage caused by service performed by anyone other than Braun or authorized Braun service location; (iii) a product or part that has been modified without the written permission of P&G, and (iv) damage arising out of the use of or inability to use the Oral-B Smartphone stand/puck, Smartphone mirror holder, or charging travel case («Accessories»).

2) Using your smartphone holder

The Oral-B Accessories included in the package has been designed to provide you with a convenient way to position your smartphone while you are using the Oral-B app. Try multiple orientations of your smartphone in the Oral-B smartphone holder prior to use to determine the best positioning of your smartphone in the holder. Be sure to try this in a manner which will not harm your smartphone if it falls out of the stand. Do not use in automobiles.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL P&G ITS DISTRIBUTORS OR SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, OF ANY NATURE WHATSOEVER, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE ORAL-B ACCESSORIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INJURY TO PERSONS, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF VALUE OF ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED IN OR WITH THE ORAL-B ACCESSORIES, OR LOSS OF USE OF THE ORAL-B ACCESSORIES OR ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED IN OR WITH THE ORAL-B ACCESSORIES, EVEN IF P&G HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT P&G HAS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR DESTRUCTION TO CONSUMER ELECTRONICS DEVICES OR OTHER PERSONAL PROPERTY THAT ARE CONTAINED ON OR EXTERIOR TO THE ORAL-B ACCESSORIES, OR ANY LOSS OF

DATA CONTAINED IN THE FOREGOING DEVICES. IN NO EVENT SHALL ANY RECOVERY AGAINST ORAL-B EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR THE PURCHASE OF THE PRODUCT.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

Manufacturing date code:

To determine the year and month of manufacture, refer to the production code located on the type plate of charger and handle. Identify the production code (min. 11 characters long) starting with a letter.

Charger:

First two digits of the production code refer to the year of manufacture. Next two digits refer to the month of manufacture.

Example: «1209» – means the product was manufactured in September of 2012.

Handle:

First digit of the production code refers to the year of manufacture. Next two digits refer to the month of manufacture.

Example: «209» – means the product was manufactured in September of 2012.

Device description (Bluetooth LE)

- Operating Frequency : 2,402 MHz ~ 2,480 MHz
- Transmitter Power : Below 10 mW/MHz
- Operating Temperature: 0°C ~ +40°C
- Operating Voltage : 3.6 VDC

Device description (Proprietary)

- Operating Frequency : 2,403 MHz ~ 2,452 MHz
- Transmitter Power : Below 10 mW/MHz
- Operating Temperature: 0°C ~ +40°C
- Operating Voltage : 3.6 VDC

Product name: Rechargeable Toothbrush

Warning statement: This device cannot do any human safety related service because of frequency interference

Trouble Shooting

Problem	Possible reason	Remedy
APP		
<p>Handle does not operate (properly) with Oral-B™ App.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral-B™ App is turned off. 2. <i>Bluetooth</i> interface is not activated on smartphone. 3. Radio transmission is deactivated on handle; radio transmission display (7) is turned off. 4. <i>Bluetooth</i> connection to smartphone has been lost. 5. Your smartphone does not support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher)/ <i>Bluetooth</i> Smart. 6. Handle on plugged-in charger. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn on Oral-B™ App. 2. Activate <i>Bluetooth</i> interface on smartphone (described in its user manual). 3. Activate radio transmission by simultaneously pressing on/off (3) and mode button (4) for 2 seconds until radio transmission display (7) turns on. 4. Pair handle and smartphone again via app settings. Keep your smartphone in close proximity when using it with handle. 5. Your smartphone must support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher)/ <i>Bluetooth</i> Smart in order to pair handle. 6. Radio transmission is deactivated while handle is placed on plugged-in charger.
<p>Reset to factory settings.</p>	<p>Original functionality wanted.</p>	<p>Press and hold on/off button (3) for 10 seconds until all indicator lights double blink simultaneously.</p>

TOOTHBRUSH

<p>Handle is not operating (during first use).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handle has not been activated. 2. Battery has a very low charge level; no lights illuminate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briefly place handle on plugged-in charging unit. It may take up to 10 min., until charge level display (8) flashes. 2. Charge at least for 30 min.
<p>Handle does not operate with existing SmartGuide in household.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Synchronizing with existing SmartGuide failed. 2. Radio transmission is deactivated; radio transmission display (7) is turned off. 3. SmartGuide is not compatible with handle. 4. Two handles are already assigned to SmartGuide. 5. Function is deactivated via App feature. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Synchronize (existing) handle(s) (again) via SmartGuide settings in SmartGuide's battery compartment: Press «h/min» for 3 seconds. Turn on handle that you want to synchronize. Then turn on second handle you want to synchronize. Press «h/min» or «set» to exit synchronization mode. 2. Activate radio transmission by simultaneously pressing on/off (3) and mode button (4) for 2 seconds until radio transmission display (7) turns on. 3. Handle cannot be used with existing SmartGuide. 4. You can synchronize a total of 2 handles only. Change handles via SmartGuide settings (see 1.) 5. During use of special App features, transmission to SmartGuide may be deactivated. You can also (de)activate any SmartGuide communication via App.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Short stuttering sounds/ flashing light every 30 seconds or after 2 minutes. 2. Handle does not operate any timer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Professional timer» or «2-Minute timer» activated. 2. Timer has been modified/ deactivated via App. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set your timer to 2-Minute timer (stuttering sounds/flashing light after 2 min); or set your timer to Professional timer (stuttering sounds/flashing light every 30 seconds). Follow steps under «Timer setup». 2. Use App to change timer settings or perform factory reset (see App Trouble Shootings).
<p>Handle does not charge and blinks.</p>	<p>Ambient temperature for charging is out of valid range ($\leq 0^{\circ}\text{C}$ and $\geq 60^{\circ}\text{C}$).</p>	<p>Recommended ambient temperature for charging is 5°C to 35°C.</p>