

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- DANGER

- DO NOT submerge the unit in water or any other liquids.
- WARNING

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
 - Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments unless recommended by the manufacturer.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MEDICAL WARNING

For your safety:

- Contact your dentist prior to use if you have had oral or periodontal surgery in the previous 12 months.
- When you start any new oral hygiene program, your gums may initially bleed slightly. Contact your dentist if excessive bleeding occurs or if bleeding continues after two weeks of use.
- Be sure that the water jet tip is held ¼ in. away from your teeth and gums. Damage to teeth and gums may occur if any other part of the unit touches them.
- This product is designed for oral cleaning only. DO NOT use the unit for any other purpose.
- As with any other new oral hygiene program, individuals with heart problems should check with their physician prior to using the Interplak® by Conair® Cordless Portable Water Flossing System, and should always exercise particular care with any oral hygiene device.
- The Interplak® by Conair® Cordless Portable Water Flossing System is a personal care unit and is intended for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



NOTE: You can also use your favorite dental rinse or mouthwash. Thoroughly rinse reservoir with clean water after each use with mouthwash or dental rinse, and whenever unit has not been used for an extended period of time.

3. Begin with switch positioned to lowest setting (Lo) to allow gums to become accustomed to water jet cleaning. Before turning your unit on, place the jet tip in your mouth, keep your lips slightly closed, and **lean over the sink**. Let water flow from your mouth into the sink.

4. Adjust to higher setting (Hi), if desired, for more powerful waterflow. **NOTE:** If the pressure diminishes over time, replace batteries.

5. Turn handle to direct the water jet tip toward tooth surfaces and between teeth to rinse away plaque and trapped particles. The pulsing action of the water massages gums as it cleans the entire mouth.

NOTE: To prevent damage to delicate gum areas, do not point water jet tip directly at gums. Water jet tip should be held ¼ in. away from your teeth and gums.

1. Place water jet tip on unit by snapping tip into place (see C).

2. There is only one way to fill the water tank. Remove the water tank by sliding it down the unit (see D).

Initial Preparation:

Limited 1-Year Warranty (U.S. and Canada Only)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-334-4031 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at: www.conair.com/registration

Service Center:
Conair Corporation, Service Department, 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

©2017 Conair Corporation, 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307
For more information regarding this and other Conair products, visit www.interplak.com or call 1-800-334-4031

71IN030525
IB-15283



Instruction Manual • Model WJL (All Versions)

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Questions or Comments? 1-800-334-4031
www.interplak.com

Welcome to a New Level of At-Home Dental Care

The Interplak® by Conair® Cordless Portable Water Flossing System enhances oral hygiene and significantly contributes to healthy gums when used as part of a responsible oral health management program. It is particularly effective at cleaning around orthodontic appliances, fixed and removable bridge work, implants and splints, and it provides valuable gum massage with every use.

Remember: Oral irrigation is a supplement to, not a substitute for, your oral hygiene routine. Ask your dental health care provider to advise you on how the water jet can most effectively meet your specific oral hygiene needs.

Water jet tip

HI, Lo, Off switch

Battery door

Removable water tank

Before using your Interplak® by Conair® Cordless Portable Water Flossing System for the first time:

1. Turn battery door lock using a coin or flathead screwdriver and insert 2 AA alkaline batteries (see A). Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -) (see B). Replace door. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use. Replace all batteries of a set at the same time.

To avoid water getting into the battery compartment, the door must be firmly closed and **securely locked**. Slip a coin or flathead screwdriver into the slot to lock and turn clockwise to tighten (see E).

NOTE: Use only alkaline batteries. Do not mix old and new batteries. Remove alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. When replacing batteries, make sure you dispose of the old batteries properly. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Remove used batteries promptly.

When replacing the batteries, make sure you dispose of the old batteries in accordance with applicable regulations. They should be disposed of in a location specifically designated for that purpose so they can be recycled safely and without posing any risk for the environment. Do not burn or bury them.

2. Prior to filling the water tank, make sure that the water jet tip is firmly placed onto the top of unit (see C).

3. Allow full reservoir of lukewarm water to pass through the tip before first use. (See Instructions for Use.)



Manual de instrucciones • Modelo WJL (todas las versiones)

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

¿Preguntas o comentarios? 1-800-334-4031

www.interplak.com

Antes del primer uso

Antes de usar su irrigador dental inalámbrico/portátil Interplak® by Conair® por primera vez:

1. Abra el compartimiento de las pilas (Fig. A), usando una moneda o un destornillador plano, e instale 2 pilas alcalinas AA, respetando los signos de polaridad +/- (Fig. B). Cierre el compartimiento de las pilas. No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.

Cerciórese de cerrar firmemente la cubierta del compartimiento de las pilas para evitar que las pilas se mojen. Introduzca una moneda o la punta de un destornillador plano en la hendidura de la cubierta y gire en sentido horario para cerrar y apretar (Fig. E).

NOTA: utilice solamente pilas alcalinas. No junte pilas nuevas con pilas usadas. NO junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables (níquel cadmio). Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un período de tiempo largo. Deseche las pilas usadas de manera debida, conforme a las leyes vigentes. Limpie los contactos del aparato y los de las pilas antes de instalar estas. Retire las pilas gastadas lo antes posible.

Deseche las pilas usadas de manera debida, conforme a las leyes vigentes. Las pilas se deben tirar en un lugar específicamente designado para tal efecto, para que sean recicladas de manera segura y respetando al medio ambiente. No las queme ni las entierre.

2. Antes de llenar el depósito de agua, instale el cabezal sobre el mango (Fig. C), cerciorándose de que esté firmemente instalado.

3. Permita que el contenido de un depósito lleno de agua tibia pase por el cabezal antes del primer uso (véase la sección “Instrucciones de uso”).

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO

- **NO sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.**

ADVERTENCIA

- **Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.**
- **Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.**


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS MÉDICAS


Para su seguridad:

- Pida consejo a su dentista antes de usar este aparato si usted ha tenido cirugía oral o periodontal en los últimos 12 meses.
- Puede que sus encías sangren ligeramente al comenzar su nuevo programa de higiene bucodental. Consulte con su dentista si se produce un sangrado excesivo o si el sangrado persiste después de dos semanas de uso.
- Cerciórese de mantener la punta del cabezal de irrigación a una distancia de ¼ de pulgada (5 mm) de sus dientes y de sus encías. El contacto con las partes de plástico del aparato puede dañar sus dientes o sus encías.
- Este producto ha sido diseñado solamente para la limpieza bucodental. NO lo use para ningún otro propósito.
- Al igual que con cualquier otro nuevo programa de higiene bucodental, las personas con problemas cardíacos deben consultar con su médico antes de usar el irrigador dental inalámbrico/portátil Interplak® by Conair® y siempre deben usarlo con mucho cuidado.
- El irrigador dental inalámbrico/portátil Interplak® by Conair® es un aparato de cuidado personal, diseñado para uso doméstico solamente.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




A.




B.



C.



D.



E.

Bienvenido a un nuevo nivel de cuidado dental en casa

El irrigador dental inalámbrico/portátil Interplak® de Conair® mejora la higiene bucodental y contribuye de manera significativa a mantener las encías sanas cuando se utiliza como parte de un programa de salud bucal responsable. Es especialmente eficaz para eliminar los residuos de alimentos atrapados en las zonas de difícil acceso, incluso alrededor de los aparatos de ortodoncia, puentes dentales fijos o removibles, implantes y guardas, y también masajea suavemente las encías cada vez que lo usa.

Recuerde: un irrigador dental no debe reemplazar su rutina de higiene bucodental, sino añadirse a ella. Pida consejo a su dentista acerca de cómo un irrigador dental puede satisfacer sus necesidades de higiene bucodental.



Garantía limitada de un año (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-334-4031 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio:

Conair Corporation, Service Department, 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

©2017 Conair Corporation, 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307
Para más información sobre este producto y otros productos de Conair, visite www.interplak.com o llame al 1-800-334-4031

17IN030525

IB-15283