




Let's
get
started



Meet your new Normatec Elite

Right leg

Left leg



Control unit

HyperSync™
status indicator

Bluetooth®
status indicator

Start/Stop button

Power (ON/OFF) button


Battery level indicators

ZoneBoost™ button

Time adjustment button

Pressure level
adjustment button

Power jack



Before you start


Download the Hyperice App

Get the most out of your Normatec Elite, or any Hyperice device with the Hyperice App. Remotely stop and start, adjust pressure level and time, and access advanced features and extra customization. Simply open the app to automatically connect to your device. Bluetooth® connection indicator will illuminate when connection is successful.



Register your device


Activate your warranty and ensure easy returns, repairs, or refunds at hyperice.com/register-product.



Please read the Operating Instructions before first use.

Charge your new Normatec Elite


Plug in your Normatec Elite with the provided Hyperice power supply. Full charge is indicated when all five white battery status LEDs are illuminated and solid.



Start your session


Putting on your Normatec Elite

The Normatec Elite can be worn over any comfortable clothing. Make sure your pockets are empty, and there are no bunches of fabric that will be uncomfortable during your session. Find a comfortable position sitting, reclining, or lying down, and put the Normatec Elite on be sure to zip up them completely. Never try to use the system with the zipper partially or totally unzipped.




Powering up

Turn your Normatec Elite ON by pressing the power (ON/OFF) button. Hold for one second until display and battery level indicator illuminates.




Adjusting pressure level

Choose your desired pressure by pressing once per level. The number on the display adjacent to the button indicates the current level.




Adjusting treatment time

Choose your treatment time by pressing once per level (increments of 15 minutes). The numbers on the display adjacent to the button indicates the current setting.




Adding ZoneBoost™

During your session, you can increase the intensity of a single zone with the ZoneBoost feature, when you want extra attention in a specific area. To boost a zone press the ZoneBoost button until the display shows the number of the zone you want to boost.



Start your session

To start your session, press the Start/Stop button. To pause the session at any time, press the Start/Stop button. To restart your paused session, press the Start/Stop button again.




Ending your session

When your session has ended and treatment has stopped, allow the boots to deflate for 5-10 seconds before unzipping to prevent zipper damage.

Caring for your Normatec Elite

Make sure the power is OFF and the power supply is not attached.


Use a damp, clean cloth to gently wipe your device. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.



Using HyperSync™


Unpair devices

Devices arrive paired, to unpair them press and hold the Start/Stop button on either device until the device screen reads “Unpaired!” and the HyperSync™ pairing indicator light is no longer illuminated.



Pair devices

Turn on both devices. Press and hold Start/Stop button on either control unit until the display screen says "Paired!" Press and hold the Start/Stop button on the other device until both devices say "Paired!" and the HyperSync™ pairing indicator light is illuminated.



We're here for you

HyperCare®

Get award-winning support from our HyperCare team – a group of specialists dedicated to your overall well-being and expert guidance on Hyperice products.



1.855.734.7224



hyperice.com



customersupport@hyperice.com

If outside of the United States, please visit hyperice.com/contact

FR


Démarrage



Découvrez votre nouveau système Normatec Elite

Jambe droite

Jambe gauche



Unité de commande

Témoin d'état
du HyperSync™

Témoin d'état
du Bluetooth®

Bouton Start/Stop
(Marche/arrêt)

Bouton d'alimentation
(ON/OFF)


Témoins de niveau
de batterie

Bouton ZoneBoost™

Bouton de réglage
du temps

Bouton de réglage
du niveau de pression

Jack d'alimentation



Avant de commencer


Téléchargez l'application Hyperice

Tirez le meilleur parti de votre système Normatec Elite ou de tout autre appareil Hyperice grâce à l'application Hyperice. Arrêtez et démarrez à distance, réglez le niveau de pression et la durée et accédez à des fonctions avancées et à des personnalisations supplémentaires. Il suffit d'ouvrir l'application pour qu'elle se connecte automatiquement à votre appareil. Le témoin de connexion Bluetooth® s'allume lorsque la connexion est établie.



Enregistrez vos appareil

Activez votre garantie afin de permettre les retours, les réparations ou les remboursements sur hyperice.com/register-product.



Lisez le mode d'emploi avant la première utilisation.

Chargez votre nouveau système Normatec Elite


Branchez votre système Normatec Elite avec l'alimentation Hyperice fournie. La charge complète est indiquée lorsque les cinq LED blanches d'état de la batterie sont allumées et fixes.



Démarrez votre séance


Mise en place de votre système Normatec Elite

Le système Normatec Elite peut être porté par-dessus n'importe quel vêtement confortable. Assurez-vous que vos poches sont vides et qu'il n'y a pas d'amas de tissu susceptible de vous gêner pendant la séance. Trouvez une position confortable, assise, inclinée ou allongée et mettez en place le système Normatec Elite en veillant à le fermer complètement. N'essayez jamais d'utiliser le système avec la fermeture éclair partiellement ou totalement ouverte.




Mise sous tension

Allumez votre système Normatec Elite en appuyant sur le bouton d'alimentation (ON/OFF). Maintenez le bouton enfoncé pendant une seconde jusqu'à ce que l'écran et le témoin de niveau de batterie s'allument.




Réglage du niveau de pression

Choisissez la pression souhaitée en appuyant une fois par niveau. Le numéro affiché à côté du bouton indique le niveau actuel.




Réglage de la durée du traitement

Choisissez votre durée de traitement en appuyant une fois par niveau (par incréments de 15 minutes). Les numéros affichés à côté du bouton indiquent le réglage actuel.




Ajout de l'option ZoneBoost™

Pendant votre séance, vous pouvez augmenter l'intensité d'une seule zone grâce à la fonction ZoneBoost si vous souhaitez insister sur une zone spécifique. Pour booster une zone, appuyez sur le bouton ZoneBoost jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro de la zone que vous souhaitez booster.



Démarrez votre séance

Pour démarrer la séance, appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/arrêt). Pour interrompre la séance à tout moment, appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/arrêt). Pour redémarrer votre séance interrompue, appuyez à nouveau sur le bouton Start/Stop (Marche/arrêt).




Terminer votre séance

Une fois la séance terminée et le traitement interrompu, laissez les bottes se dégonfler pendant 5 à 10 secondes avant de les ouvrir afin d'éviter d'endommager la fermeture éclair.

Entretien de votre système Normatec Elite


Assurez-vous que l'appareil est hors tension et que le bloc d'alimentation n'est pas branché. Utilisez un chiffon humide et propre pour essuyer délicatement votre appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.



Utilisation du HyperSync™


Désappairage des appareils

Si les appareils sont appairés, pour les désappairer, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Start/Stop (Marche/arrêt) sur l'un ou l'autre des appareils jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche « Unpaired! » (Désappairé !) et que le témoin d'appairage du HyperSync™ ne soit plus allumé.



Appairage des appareils

Allumez les deux appareils. Appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/arrêt) de l'une des unités de commande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique « Paired! » (Appairé !)
Appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/arrêt) de l'autre appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les deux appareils annoncent « Paired! » (Appairé !) et que le témoin d'appairage du HyperSync™ s'allume.



Nous sommes à votre disposition

HyperCare®

Profitez de l'assistance reconnue et primée de notre équipe HyperCare, un groupe de spécialistes dédiés à votre bien-être général et des conseils d'experts sur les produits Hyperice.



1.855.734.7224



hyperice.com



customersupport@hyperice.com

En dehors des États-Unis, veuillez consulter le site
hyperice.com/contact

