

**USA** office: Fontana

**AUS** office: Truganina

**FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com  
AUS:cs.au@costway.com  
GBR:cs.uk@costway.com  
FRA:cs.fr@costway.com

Foot Massager  
Masseur de Pieds  
**HW50807**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



### Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.




### Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.



/Robot Intelligent  
 Massage Biomimétique Tridimensionnel  
 Manuel d'Utilisation de Masseur de Pieds



### Note:

When using the product, the display should be placed in your direction.  
If the foot is not in the right position, you will feel discomfort or pain.  
There will be slight pain during massage, this is normal.

## ⚠ Main Technical Parameters

Power Supply: 110V/60Hz

Power consumption: 40W

Time: 15 minutes

Storage temperature: 5°F~104°F


Running temperature: 50°F ~ 185°F

## Cleaning and Maintenance

- 1). Unplug power cord prior to cleaning the massage machine
- 2). Do not use benzene, thinner, or other corrosive solvents.
- 3). Do not clean with a wet cloth with alcohol. Use a dry cotton cloth.
- 4). If the machine will not be used for a long time, roll up the massager AC power cord and store in a clean, dry environment.
- 5). Do not store equipment in high temperatures, open flame, or direct sunlight.
- 6). Use the equipment in light, avoid throwing, excess pressure, collision, or strong impact.

## Appendix

### Reflexology Diagram



## Domestic Foot Massage

### ● Domestic foot therapy for healthcare

Today, foot reflexology is becoming a popular trend in healthcare. Chinese medicine propels the idea that the internal organs and legs have a relationship. The human ankle alone has more than 60 points and foot care at these points will promote blood flow and warm the organs. Treating the foot before sleeping can help relieve fatigue, soothe the nerves and allow for sound sleeping.

## Product Theory Of Foot Massager

Reflexology is based on traditional medicine, meridian science, magnetic science and reflexology health law. It is an integration of modern electronic technology and medical research achievements.

### ● Principles of neural reflex

The reflex is a human reaction to outside stimuli. Abnormal body tissues and organs will result in foot problems at the reflex points---air bubbles, sand granular, bar-shaped locks, small nodules, etc. When you massage these reflex points, you will feel tenderness. The pain transmits from the afferent nerve to the central nervous system, which sends out a series of nerve impulses into body tissues and organs. This results in humeral regulation and increases the body's potential to adjust to body imbalances.

### ● Meridian is the main theory of Chinese medicine

It dates back five thousand years ago to the “Inner Canon of the Yellow Emperor” records, which says that a foot massage can make a person healthy. Meridian is a “channel”, and if blocked, it can make a person feel uncomfortable. The Meridian line connects the feet's reflex points and when massaged, it will stimulate circulation.

## Product Features Of Foot Massager

1. Massage fully, emphasizing key points.
2. Bipedal pairs of points simultaneously.
3. “Symptomatic acupoints” allow for personalized foot massage
4. Convenient to use.
5. Unique convex-concave shape and design allows for distribution of the perfect match points based on human foot structure and follows acupuncture points.
6. The micro-computer control ( power of only 40 W ) is power efficient, reliable and durable.
7. May be adjusted any time to suit personal speed and steering preferences.

## Applicable Scope

1. Health care massage for home, office, leisure to relieve fatigue.
2. Rehabilitation treatment for diseases such as headaches, migraines, neck and shoulder aches, stomach pain, fatigue, abnormal blood pressure, constipation, weight loss, detoxification, lack of sleep, insomnia, cold, pressure, dysmenorrhea, menopause, irregular menstruation, infertility, etc.

## Attention

1. Make sure voltages are compatible. Do not use wet hand to plug the power. Always unplug if not in use.
2. Do not use massager in areas with poor ventilation, such as under bed covers or covered by a pillow/blanket. This may cause overheating.
3. Use only indoors. Do not use in bathroom.
4. Do not sit on the massager or step too forcefully on it.
5. Do not insert object in massager.
6. Do not use if massager or wires are damaged.
7. Do not use massager with wet feet.
8. Do not use if you are/have: cancer patients, osteoporosis, high fever, impaired consciousness, erythematous epileptic patients, malignant tumors, active tuberculosis, severe cardiac dysfunction in vivo patients with electronic devices, bleeding disorders, pregnant women, allergic constitution
9. Do not use with the following electronic medical devices simultaneously:
  - A) Cardiac pacemakers and other implanted medical electronic devices
  - B) Human-type heart and lung and other life-sustaining medical equipment
  - C) ECG medical scanners and other electronic devices

## Note:

Every massage cycle is automatically set to 15 minutes. Repeat cycle for a 30 minute massage.

## 3. Operation Instructions:

- 1). Plug Power
- 2). Press the "Switch" button to open the power
- 3). Set up massage by pushing the desired setting
- 4). Turn off machine.

Massager will automatically shut off after the massage is over. During the massage, press "On/Off" button to halt the massager from running.

**Note:** NEVER pull out the plug directly in the course of using, unplug the power cord after shutdown.

For people whose feet are sensitive to the massaging nodes, the massager may be a little bit rough in the beginning.

We suggest to lift your feet a bit in the beginning and gradually your feet will adapt to the massager after several uses.

We are sure you will love it eventually.

## Product Value

- 1.Experience a humanized, 3-D biomimetic foot massage.
2. Economic benefits:15 minutes for Reflexology ( 40 watts, half an hour per day, only 0.02 kW·h consumption )
3. Self Foot Massage improves the quality of life, strengthens the body.
4. Low-input and high return. Biped pairs of points can be simultaneously massages, dual channel double-strength.

## FAQ

- 1. When should I not use the foot massager?

Do not massage your feet 30 minutes before a meal and 1 hour after a meal. Foot treatment before and after meals hinders digestion.

- 2.How long is appropriate for 1 foot massage?

It is recommended that 1 foot massage is 30 minutes.

- 3. What should I do after foot massage?

You should drink a cup of warm water within 30 min after a massage to allow qi and blood to flow. Avoid drinking tea, wine and other beverages.

- 4. What are the beauty benefits?

Foot massages indirectly stimulate adrenal glands and hormone release. This in turn increases skin vitality, speeds up metabolism and reduces pigmentation.

- What are the results of the foot massager?

After 5-10 treatments, the human body should experience the following:

1. Increased sleeping. Sleeping allows for body renewal.
2. Increased sweating. Sweating helps discharge toxins and boosts metabolic processes
- 3.An incensement in maturation
4. Increased stool frequency to eliminate toxins and diseases caused by poor qi and blood.
5. Back and shoulder pain may increase within the first few days, but will decrease quadratically after in response to increased blood circulation.

## Foot Machine Operation Manual

### 1.Overview

Foot massage is based on the traditional medicine, the meridian science, magnetic science as well as the Health Act about the pace of reflex zones, integrating modern electronic technology and medical research achievements made.

### 2.Procedures

#### REGULAR MODE

- 1) .“Automatic Setting”: the automatic setting with 4 programs which includes different speed, direction and timing. Switch by clicking the “Auto” button.
- 2).“Custom Setting”: the custom setting with 3 programs which includes different speed, direction and timing. Switch by clicking the “Custom” button.

3).“Manual program: click the “Manual” switch to the manual mode. adjust the speed (“Speed” up and down arrows ) and direction (“Turn” up and down arrows ).

## HEATING MODE

1).“Automatic Setting”: the automatic setting with 4 programs which includes different speed, direction and timing. Switch by clicking the “Auto” button.

2).“Custom Setting”: the custom setting with 3 programs which includes different speed, direction and timing. Switch by clicking the “Custom” button.


3).“Manual program”: click the “Manual” switch to the manual mode. adjust the speed (“Speed” up and down arrows ) and direction (“Turn” up and down arrows ).

FR



/Robot Intelligent  
Massage Biomimétique Tridimensionnel  
Manuel d'Utilisation de MassEUR de Pieds





### Remarque:

Lors de l'utilisation du produit, l'écran doit être placé dans votre direction.

Si le pied n'est pas dans la bonne position, vous ressentirez une gêne ou une douleur.

Il y aura une légère douleur pendant le massage, c'est normal.

## ⚠ Principaux Paramètres Techniques

Alimentation : 110V/60Hz

Consommation électrique: 40W

Durée : 15 minutes

Température de stockage : 5°F~104°F


Température de fonctionnement : 50°F~185°F

## Nettoyage et Entretien

- 1). Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil de massage
- 2). N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants corrosifs.
- 3). Ne pas nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'alcool. Utilisez un chiffon en coton sec.
- 4). Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, enroulez le cordon d'alimentation secteur du masseur et rangez-le dans un environnement propre et sec.
- 5). Ne stockez pas l'équipement à des températures élevées, à une flamme nue ou à la lumière directe du soleil.
- 6). Utilisez l'équipement à la lumière, évitez les projections, les pressions excessives, les collisions ou les chocs violents.

## Appendice

### Diagramme de Réflexologie





## Massage Domestique des Pieds

### • Thérapie domestique des pieds pour les soins de santé

Aujourd'hui, la réflexologie plantaire devient une tendance populaire dans le domaine de la santé. La médecine chinoise promeut l'idée selon laquelle les organes internes et les jambes ont une relation. La cheville humaine à elle seule compte plus de 60 points et les soins des pieds à ces points favoriseront la circulation sanguine et réchaufferont les organes. Traiter le pied avant de dormir peut aider à soulager la fatigue, apaiser les nerfs et permettre un sommeil réparateur.

### Théorie du Produit du Masseur de Pieds

La réflexologie s'appuie sur la médecine traditionnelle, la science des méridiens, la science magnétique et le droit de la santé de la réflexologie. Il s'agit d'une intégration de la technologie électronique moderne et des réalisations de la recherche médicale.

### • Principes du réflexe neuronal

Le réflexe est une réaction humaine à des stimuli extérieurs. Des tissus et organes corporels anormaux entraîneront des problèmes de pieds au niveau des points réflexes : bulles d'air, sable granuleux, mèches en forme de barre, petits nodules, etc. Lorsque vous massez ces points réflexes, vous ressentirez une sensibilité. La douleur se transmet du nerf afférent au système nerveux central, qui envoie une série d'influx nerveux dans les tissus et les organes du corps. Cela entraîne une régulation humérale et augmente le potentiel du corps à s'adapter aux déséquilibres corporels.

### • Le méridien est la théorie principale de la médecine chinoise

Cela remonte à cinq mille ans, dans les archives du « Canon intérieur de l'Empereur Jaune », qui dit qu'un massage des pieds peut rendre une personne en bonne santé. Le méridien est un « canal » et s'il est bloqué, il peut mettre une personne mal à l'aise. La ligne méridienne relie les points réflexes des pieds et, lorsqu'elle est massée, elle stimule la circulation.

### Caractéristiques du Produit du Masseur de Pieds

1. Massez pleinement en insistant sur les points clés.
2. Paires de points bipèdes simultanément.
3. Les « points d'acupuncture symptomatiques » permettent un massage personnalisé des pieds.
4. Pratique à utiliser.
5. La forme et la conception convexes-concaves uniques permettent la distribution des points de correspondance parfaits en fonction de la structure du pied humain et suivent les points d'acupuncture.
6. Le contrôle par micro-ordinateur (puissance de seulement 40 W) est économe en énergie, fiable et durable.
7. Peut être ajusté à tout moment en fonction de la vitesse personnelle et des préférences de direction.

## Portée Applicable

1. Massage de soins de santé pour la maison, le bureau, les loisirs pour soulager la fatigue.
2. Traitement de rééducation pour des maladies telles que les maux de tête, les migraines, les maux de tête, les douleurs au cou et aux épaules, les douleurs à l'estomac, la fatigue, la tension artérielle anormale, la constipation, la perte de poids, la désintoxication, le manque de sommeil, l'insomnie, le froid, la pression, la dysménorrhée, la ménopause. , menstruations irrégulières, infertilité, etc.

## Attention

1. Assurez-vous que les tensions sont compatibles. N'utilisez pas de mains mouillées pour brancher l'alimentation. Débranchez toujours s'il n'est pas utilisé.
2. N'utilisez pas le masseur dans des zones mal ventilées, telles que sous des couvre-lits ou couvertes par un oreiller/une couverture. Cela pourrait provoquer une surchauffe.
3. Utiliser uniquement à l'intérieur. Ne pas utiliser dans la salle de bain.
4. Ne vous asseyez pas sur le masseur et ne marchez pas trop fort dessus.
5. N'insérez pas d'objet dans le masseur.
6. N'utilisez pas si le masseur ou les fils sont endommagés.
7. N'utilisez pas le masseur avec les pieds mouillés.
8. N'utilisez pas si vous êtes/avez : des patients atteints de cancer, d'ostéoporose, de fièvre élevée, de troubles de la conscience, de patients épileptiques érythémateux, de tumeurs malignes, de tuberculose active, de dysfonctionnement cardiaque grave in vivo, de patients utilisant des appareils électroniques, de troubles de la coagulation, de femmes enceintes, de constitution allergique.

9. N'utilisez pas simultanément avec les appareils médicaux électroniques suivants :

- A) Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques médicaux implantés
- B) Cœur et poumons de type humain et autres équipements médicaux de survie
- C) Scanners médicaux ECG et autres appareils électroniques.

### Remarque:

Chaque cycle de massage est automatiquement réglé sur 15 minutes. Répétez le cycle pour un massage de 30 minutes.

## 3. Instructions d'Utilisation :

- 1). Branchez l'alimentation
- 2). Appuyez sur le bouton « Switch » pour ouvrir l'alimentation
- 3). Configurez le massage en appuyant sur le réglage souhaité
- 4). Éteignez la machine.

Le masseur s'éteindra automatiquement une fois le massage terminé. Pendant le massage, appuyez sur le bouton « On/Off » pour arrêter le masseur.

**Remarque:** NE JAMAIS débrancher la fiche directement au cours de l'utilisation, débranchez le cordon d'alimentation après l'arrêt.

Pour les personnes dont les pieds sont sensibles aux nœuds de massage, le masseur peut être un peu brutal au début.

Nous vous suggérons de lever un peu vos pieds au début et progressivement vos pieds s'adapteront au masseur après plusieurs utilisations.

Nous sommes sûrs que vous finirez par l'adorer.

## Valeur du Produit

1. Faites l'expérience d'un massage des pieds biomimétique et humanisé en 3D.
2. Avantages économiques : 15 minutes de réflexologie (40 watts, une demi-heure par jour, seulement 0,02 kWh de consommation)
3. L'auto-massage des pieds améliore la qualité de vie, renforce le corps.
4. Faible apport et rendement élevé. Les paires de points bipèdes peuvent être simultanément des massages, double canal double force.

## FAQ

- 1. Quand ne dois-je pas utiliser le masseur de pieds ?

Ne massez pas vos pieds 30 minutes avant un repas et 1 heure après un repas. Le traitement des pieds avant et après les repas gêne la digestion.

- 2. Quelle est la durée appropriée pour un massage d'un pied ?

Il est recommandé qu'un massage des pieds dure 30 minutes.

- 3. Que dois-je faire après un massage des pieds ?

Vous devez boire une tasse d'eau tiède dans les 30 minutes suivant un massage pour permettre au qi et au sang de circuler. Évitez le thé, le vin et autres boissons.

- 4. Quels sont les bienfaits beauté ?

Les massages des pieds stimulent indirectement les glandes surrénales et la libération d'hormones. Cela augmente à son tour la vitalité de la peau, accélère le métabolisme et réduit la pigmentation.

- Quels sont les résultats du masseur de pieds ?

Après 5 à 10 traitements, le corps humain devrait ressentir ce qui suit :

1. Augmentation du sommeil. Dormir permet le renouvellement du corps.
2. Augmentation de la transpiration. La transpiration aide à évacuer les toxines et stimule les processus métaboliques
3. Un encens en maturation
4. Augmentation de la fréquence des selles pour éliminer les toxines et les maladies causées par un mauvais qi et du sang.
5. Les douleurs au dos et aux épaules peuvent augmenter au cours des premiers jours, mais diminueront ensuite quadratiquement en réponse à l'augmentation de la circulation sanguine.

## Manuel d'Utilisation de la Machine à Pied

### 1. Aperçu

Le massage des pieds s'appuie sur la médecine traditionnelle, la science des méridiens, la science magnétique ainsi que la loi sur la santé concernant l'allure des zones réflexes, intégrant la technologie électronique moderne et les acquis de la recherche médicale.

## 2.Procédures

### MODE RÉGULIER

- 1).« Réglage automatique » : le réglage automatique avec 4 programmes qui incluent différentes vitesses, directions et timings. Changez en cliquant sur le bouton « Auto ».
- 2).« Réglage personnalisé » : le réglage personnalisé avec 3 programmes qui incluent différentes vitesses, directions et timings. Changez en cliquant sur le bouton « Personnalisé ».
- 3).« Programme manuel » : cliquez sur le commutateur « Manuel » pour passer en mode manuel. ajustez la vitesse (« Vitesse » flèches haut et bas) et la direction (« Tourner » flèches haut et bas).

### MODE CHAUFFAGE

- 1).« Réglage automatique » : le réglage automatique avec 4 programmes qui incluent différentes vitesses, directions et timings. Changez en cliquant sur le bouton « Auto ».
- 2).« Réglage personnalisé » : le réglage personnalisé avec 3 programmes qui incluent différentes vitesses, directions et timings. Changez en cliquant sur le bouton « Personnalisé ».
- 3).« Programme manuel » : cliquez sur le commutateur « Manuel » pour passer en mode manuel. ajustez la vitesse (« Vitesse » flèches haut et bas) et la direction (« Tourner » flèches haut et bas).

EN



### Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.